

## Heraeus Megafuge 8 und 8R

- \* **48 Mikroröhrchen**
- \* **Modellpalette von 6 bis 48 Röhrchen**
- \* **Intuitive Bedienelemente**
- \* **Geräuscharmer Betrieb**
- \* **ClickSeal Deckel**
- \* **Quick-Spin-Funktion**

### Produktbeschreibung

Die Thermo Scientific Tischzentrifuge Heraeus Megafuge 8 und 8R vereinen Leistung, Vielseitigkeit und Komfort in einem sicheren, kompakten und benutzerfreundlichen Laborgerät. Sowohl die luftgekühlte Heraeus Megafuge 8 als auch die gekühlte Heraeus Megafuge 8R beschleunigen Ihre Probenvorbereitung durch hohe Geschwindigkeit und Kapazität. Beide Modelle überzeugen zudem durch hervorragende Sicherheit und hohen Anwenderkomfort.

Von ihren intuitiven Bedienelementen bis zum innovativen, aerosoldichten Thermo Scientific ClickSeal Deckel bieten Heraeus Megafuge 8 und Megafuge 8R Mikrozentrifugen alles, was Sie für Ihre Mikro-Reaktionsansätze wie z. B. Nukleinsäureisolation, Proteinlysatzpräparation und PCR-Probenvorbereitung benötigen – und das bei bemerkenswert geringer Stellfläche.



### Technische Daten

Kapazität	48 Mikroröhrchen
Rotor	Festwinkel und Ausschwing
Drehzahl	17850 u/min
Geräusch	56 dBA
Temperatur	-10°C. bis +40°C. (8R)
Spannung	220 bis 240 V
Gewicht	71 Kg (8R)
Aussenmasse	460 x 320 x 670 (B x H x T in mm)

### Zusätzliche Optionen

Kühlung (8R)
Verschiedene Rotoren